


抗Psmc7ウサギポリクローナル抗体 - P51665

商品番号: CM0026777



前書き

ヒトPSMD7（26Sプロテアソーム調節サブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。プロテアソームおよびタンパク質分解研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD7ウサギpAb
備考/別名	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5713
GeneID	5713
免疫原	ヒトPSMD7（NP_002802.2）のアミノ酸1-324に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51665
タンパク質分子量	37kDa
輸送	氷袋