

抗Psmc9ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O00233

商品番号: CM0030029

前書き

組換え抗原を用いたウサギ由来PSMD9（p27/Rpn4）ポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。プロテアソームの集合化とシャペロン機能の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD9 ウサギ pAb
別名	p27, Rpn4, PSMD9
対象種	ヒト
遺伝子ID	5715
免疫原	ヒトPSMD9（NP_002804.2）のアミノ酸1-223番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00233
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤