


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Psmelポリクローナル抗体 - Q06323

商品番号: CM0025302



前書き

抗原処理に関与するプロテアソーム活性化因子である PSME1

(PA28alpha)に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルでWB、IF/ICC、ELISAについて検証済みです。免疫原：ヒトPSME1 (aa 1-249)の組換え融合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSME1 Rabbit pAb
備考/別名	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5720
GeneID	5720
免疫原	ヒトPSME1 (NP_006254.1) のアミノ酸1-249に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q06323
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋