


Anti-Psmel1/Pa28A ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q06323

商品番号: CM0010822



前書き

ヒト PSME1 (PA28α)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。イムノプロテアソーム機能および抗原提示の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSME1 Rabbit mAb
備考/別名	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5720
GeneID	5720
免疫原	ヒト PSME1 (NP_006254.1) のアミノ酸1-115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06323
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバッグ