


Anti-Psme2 ポリクローナル抗体（Ko検証済み）WbおよびElisa用 - Q9UL46

商品番号: CM0023186



前書き

ヒトPSME2

(PA28β)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応し、抗原処理に関与する免疫プロテアソーム活性化因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PSME2 ウサギ pAb
備考/別名	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5721
遺伝子ID	5721
免疫原	ヒトPSME2 (NP_002809.2) のアミノ酸1-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9UL46
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック