


Anti-Psme2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9UL46

商品番号: CM0024839



前書き

ノックアウト（KO）検証済みの、ヒトPSME2 (PA28β)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに対応；マウスとも交差反応します。免疫プロテアソームおよび抗原提示の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	[KO Validated] PSME2 Rabbit pAb
備考/別名	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5721
GeneID	5721
免疫原	ヒトPSME2 (NP_002809.2) のアミノ酸1-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UL46
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック