

Wb、Ihc-P用抗Psmc3ポリクローナル抗体 - P61289

商品番号: CM0014182



前書き

ヒトPSME3（PA28gamma、REG-gamma）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内在性PSME3を検出します。プロテアソームおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSME3ウサギpAb
備考/別名	Ki; PA28G; HEL-S-283; PA28gamma; REG-GAMMA; PA28-gamma; PSME3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10197
遺伝子ID	10197
免疫原	ヒトPSME3 (NP_005780.2) のアミノ酸200～254に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61289
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ