

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-

Psme3ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] - P61289

商品番号: CM0018913



前書き

この [KO検証済み] PSME3ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのPSME3を検出し、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みです。プロテアソームおよび細胞周期の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PSME3ウサギpAb
備考／別名	Ki ; PA28G ; HEL-S-283 ; PA28gamma ; REG-GAMMA ; PA28-gamma ; E3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10197
GeneID	10197
免疫原	ヒトPSME3 (NP_005780.2) のアミノ酸200～254内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61289
タンパク質分子量	30kDa
配送	保冷バッグ