


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Psme4 ポリクローナル抗体 - Q14997

商品番号: CM0016748



前書き

PSME4

(PA200)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットへの交叉反応性あり。プロテアソームを介したヒストン分解、精子形成、DNA損傷応答の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PSME4 ウサギ pAb
備考/別名	PA200; PSME4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23198
遺伝子ID	23198
免疫原	ヒトPSME4 (NP_055429.2) のアミノ酸1634-1843に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14997
タンパク質分子量	211kDa
発送	保冷バッグ