


## 抗Psmf1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q92530

商品番号: CM0026747



### 前書き

ウェスタンブロット（WB）、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に設計されたPSMF1に対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのPSMF1を認識します。プロテアソーム機能制御に重要なプロテアソーム阻害因子PI31サブユニットを対象としています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PSMF1 ウサギ pAb                                                |
| 別名          | PI31; PSMF1                                                  |
| 対象種         | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 9491                                                         |
| GeneID      | 9491                                                         |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトPSMF1（NP_006805.2）のアミノ酸1-271番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 適用用途        | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | Q92530                                                       |
| タンパク質分子量    | 30kDa                                                        |
| 発送方法        | 保冷剤                                                          |