


抗Psmg1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O95456

商品番号: CM0017487



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗ヒトプロテアソームアセンブリシャペロン1（PSMG1）抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。プロテアソーム集合およびダウン症候群の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMG1 ウサギpAb
備考/別名	PAC1, DSCR2, PAC-1, C2ILRP, LRPC21, PSMG1
対象種	ヒト
GeneID	8624
免疫原	ヒトPSMG1（NP_003711.1）のアミノ酸1〜288番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95456
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤