


Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Pspc1ポリクローナル抗体 - Q8Wxf1

商品番号: CM0029949



前書き

ヒトPSPC1（パラスペックル構成因子およびRNA結合タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。パラスペックルおよび転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSPC1 Rabbit pAb
備考/別名	PSP1; PSPC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55269
遺伝子ID	55269
免疫原	ヒトPSPC1 (NP_001035879.1) のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXF1
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋