

Wb・Elisa用 抗PspH ウサギポリクローナル抗体 - P78330

商品番号: CM0030463



前書き

ヒトホスホセリンホスファターゼ（PSPH）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、セリン生合成研究に適しています。P78330。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSPH Rabbit pAb
備考／別名	PSP; PSPHD; PSPH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5723
遺伝子ID	5723
免疫原	ヒトPSPH（NP_004568.2）のアミノ酸1～225番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P78330
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	氷袋