

Anti-Psrc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q6Pgn9

商品番号: CM0025274

前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-PSRC1
ウサギポリクローナル抗体。ヒトPSRC1（染色体分離
に関与する分裂期紡錘体調節因子）を検出します。細
胞周期およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSRC1 ウサギ pAb
備考/別名	DDA3; FP3214; PSRC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84722
GeneID	84722
免疫原	ヒトPSRC1 (NP_001005290.1) のアミノ酸1-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PGN9
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバック