


抗Pstpip1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - O43586

商品番号: CM0026494



前書き

ヒトPSTPIP1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アクチン細胞骨格制御、T細胞活性化、インフラマソーム生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSTPIP1 ウサギ pAb
備考/別名	H-PIP; PAPAS; CD2BP1; PSTPIP; CD2BP1L; CD2BP1S; PSTPIP1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9051
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43586
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋