

Anti-Ptbp1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - P26599

商品番号: CM0025402



前書き

PTBP1 Rabbit pAb (P26599)

は、WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAにより、ヒト、マウス、ラットのPTBP1を検出します。このポリクローナル抗体は、ポリピリミジントラクト結合タンパク質1 (polypyrimidine tract-binding protein

1) を標的とし、これは選択的スプライシングの重要な調節因子であり、RNAプロセシングの研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTBP1 Rabbit pAb
備考/別名	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; PTBP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5725
免疫原	ヒトPTBP1 (NP_114368.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26599
タンパク質分子量	60 kDa
配送	アイスバッグ