


抗Ptbp2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If、Ihc用） - Q9Uka9

商品番号: CM0005638



前書き

ヒトPTBP2に対するウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織化学での検証済み。ヒト、マウス、ラットのPTBP2と反応し、スプライシングおよび翻訳研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTBP2 ウサギmAb
備考/別名	nPTB; PTBLP; brPTB; PTBP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	58155
遺伝子ID	58155
免疫原	ヒトPTBP2 (Q9UKA9) のアミノ酸1-100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKA9
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤