

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ptcd1ポリクローナル抗体 - O75127

商品番号: CM0021074

前書き

ヒトPTCD1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。ミトコンドリアtRNAのプロセシングおよび制御研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTCD1ウサギpAb
備考／別名	PTCD1
種	ヒト
GeneID	26024
免疫原	ヒトPTCD1（NP_056360.2）のアミノ酸435～537に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75127
タンパク質分子量	79kDa
配送	保冷バッグ