

Wb、If-P、Elisa用抗Ptch1ポリクローナル抗体 - Q13635

商品番号: CM0017882



前書き

ヒトPTCH1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-

P、ELISAにおける性能が確認されています。マウスおよびラットと反応します。ヘッジホッグシグナル伝達、腫瘍抑制、コレステロール輸送の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTCH1 Rabbit pAb
備考／別名	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5727
GeneID	5727
免疫原	ヒトPTCH1のアミノ酸770〜970 (NP_000255.2) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13635
タンパク質分子量	161 kDa
輸送条件	アイスバッグ