

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 Anti-Ptch1 ポリクローナル抗体 - Q13635

商品番号: CM0013757



前書き

ヒトPTCH1（ヘッジホッグ受容体および腫瘍抑制因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTCH1 ウサギ pAb
備考/別名	PTC; BCNS; PTC1; PTCH; NBCCS; PTCH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5727
免疫原	ヒトPTCH1（NP_000255.2）のアミノ酸1214-1312に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13635
タンパク質分子量	161kDa
輸送	保冷バッグ