

Wb、Elisa用抗Ptenモノクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0002456



前書き

ヒトPTEN（P60484）を標的とする高品質マウスモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットPTENと交差反応します。がん研究やPI3K-AKT経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTEN マウスmAb
備考/別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEP1; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5728
遺伝子ID	5728
免疫原	組換えタンパク質（ヒトPTEN（P60484）のアミノ酸204～403に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
起源	マウス
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47 kDa
発送	氷袋