

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ptenモノクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0002449



前書き

KO検証済みのヒトPTEN (P60484)
ターゲットウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISA、IF/ICCに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。がんおよびシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] PTEN Rabbit mAb
備考/別名	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEPI, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, EN
種	ヒト
遺伝子ID	5728 (ヒト)
免疫原	ヒトPTEN (P60484) のアミノ酸1-403に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋