

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ptenモノクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0004427



前書き

ヒトPTEN（ホスファターゼおよびテンシンホモログ）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで使用可能。ヒト、マウス、ラットで検証済み。C末端領域（aa304-403）を標的としており、癌および細胞シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTEN ウサギmAb
備考／別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5728
免疫原	ヒトPTEN（P60484）のアミノ酸304～403番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47 kDa
発送	保冷剤