

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Ptenポリクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0023151



前書き

CamelBioは、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗PTEN抗体（P60484）を提供します。ヒト、マウス、ラットのPTEN（主要なPI3K-AKTアンタゴニストおよび腫瘍抑制因子）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTEN Rabbit pAb
備考 / 別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5728
遺伝子ID	5728
免疫原	ヒトPTEN (NP_000305.3) のアミノ酸190-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋