

ウエスタンブロット用Anti-Pten Rabbit Monoclonal Antibody - P60484

商品番号: CM0005445

前書き

ウエスタンブロット（WB）、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA用のノックアウト（KO）検証済みウサギ抗PTENモノクローナル抗体。ヒトPTEN（P60484）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。腫瘍学および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] PTEN Rabbit mAb
備考/別名	BZS, DEC, CWS1, GLM2, MHAM, TEP1, MMAC1, PTEN1, 10q23del, PTENbeta, PTEngama
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5728
遺伝子ID	5728
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトPTEN（P60484）のアミノ酸304-403に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	20 kDa/47 kDa/65 kDa
配送	氷袋