

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Ptenウサギポリクローナル抗体 - P60484

商品番号: CM0014344



前書き

PTENウサギポリクローナル抗体（P60484）はWB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。PI3K/AKT経路を制御する二重特異性ホスファターゼである腫瘍抑制因子PTENを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTEN Rabbit pAb
備考／別名	BZS; DEC; CWS1; GLM2; MHAM; TEPI; MMAC1; PTEN1; 10q23del; PTENbeta; PTEN
標的種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5728
免疫原	ヒトPTEN (NP_000305.3) のアミノ酸1~200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60484
タンパク質分子量	47kDa
輸送方法	保冷剤