

Anti-Ptgdsポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P41222

商品番号: CM0021596



前書き

ヒトPTGDS（リポカリン型プロスタグランジンD合成酵素）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。プロスタグランジン代謝およびCNS研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTGDS Rabbit pAb
備考/別名	PDS; PGD2; PGDS; LPGDS; PGDS2; L-PGDS; PTGDS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5730
GeneID	5730
免疫原	ヒトPTGDS (NP_000945.3) のアミノ酸23-190に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41222
タンパク質分子量	21kDa
配送	アイスパック