

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ptges2 ポリクローナル抗体 - Q9H7Z7

商品番号: CM0028306

前書き

ヒトPTGES2（mPGES-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。プロスタグランジン代謝およびがんバイオマーカー研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTGES2 ウサギ pAb
備考/別名	GBF1; GBF-1; PGES2; C9orf15; mPGES-2; PTGES2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80142
遺伝子ID	80142
免疫原	ヒトPTGES2（NP_079348.1）のアミノ酸88-377に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H7Z7
タンパク質重量	42kDa
発送	保冷バッグ