

Anti-Ptgfr ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - P43088

商品番号: CM0015074



前書き

ヒトPTGFR（プロスタグランジンF2 α 受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PTGFR Rabbit pAb
備考 / 別名	FP; PTGFR
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5737
GeneID	5737
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43088
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤