


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ptgirポリクローナル抗体 - P43119

商品番号: CM0019681



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持つ、WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのPTGIRウサギpAb。プロスタサイクリン受容体を検出し、心血管および炎症性疾患研究における重要なGPCRターゲットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTGIR Rabbit pAb
備考/別名	IP; PRIPR; PTGIR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5739
免疫原	ヒトPTGIR (NP_000951.1) のアミノ酸207-386に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43119
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ