

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ptgr3/Zadh2ポリクローナル抗体 - Q8N4Q0

商品番号: CM0020967



前書き

PTGR3/ZADH2に対する高性能ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットを認識。40 kDa。プロスタグランジン還元酵素および脂肪細胞分化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTGR3/ZADH2ウサギpAb
備考／別名	PRG-3 ; ZADH2 ; PTGR-3 ; PTGR3/ZADH2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	284273
GeneID	284273
免疫原	ヒトPTGR3/ZADH2 (NP_787103.1) のアミノ酸33～371に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N4Q0
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ