

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 抗Pth1R ウサギポリクローナル抗体 - Q03431

商品番号: CM0023291



前書き

ヒトPTH1R（副甲状腺ホルモン1受容体）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。PTH/PTHrPシグナル伝達および骨/腎臓受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTH1R ウサギ pAb
備考/別名	PFE, EKNS, PTHR, PTHR1, PTH1R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5745
免疫原	ヒトPTH1R (NP_000307.1) のアミノ酸27-188に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03431
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ