


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Pthlh ポリクローナル抗体 - P12272

商品番号: CM0029100



前書き

ヒトPTHLHを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応性あり。骨発達、カルシウム輸送、癌細胞遊走研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTHLH ウサギ pAb
備考/別名	HHM, PLP, BDE2, PTHR, PTHRP, PTHLH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5744
遺伝子ID	5744
免疫原	ヒトPTHLH (NP_945316.1) のアミノ酸25-175に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12272
タンパク質分子量	20kDa
輸送	アイスパック