

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ptk2Bウサギポリクローナル抗体 - Q14289

商品番号: CM0020322



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのPTK2B（FAK2/PYK2）ウサギポリクローナル抗体をご紹介します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。フォーカルアドヒージョンキナーゼシグナル伝達、免疫細胞の遊走、骨リモデリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTK2BウサギpAb
備考／別名	PKB; PTK; CAKB; FAK2; PYK2; CADTK; FADK2; RAFTK; PTK2B
種	ヒト
GeneID	2185
免疫原	ヒトPTK2B（NP_004094.3）のアミノ酸780～1009に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14289
タンパク質分子量	116kDa
配送	保冷剤