

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ptk6ポリクローナル抗体 - Q13882

商品番号: CM0030340



前書き

ヒトPTK6（BRK）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。上皮生物学および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTK6 Rabbit pAb
備考/別名	BRK; PTK6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5753
遺伝子ID	5753
免疫原	ヒトPTK6（NP_005966.1）のアミノ酸222-451番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13882
タンパク質分子量	52kDa
配送方法	氷袋梱包