


Anti-Ptk7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13308

商品番号: CM0030150



前書き

ヒトPTK7/CCK4を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Wntシグナル伝達および細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PTK7 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CCK4; CCK-4; PTK7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5754
GeneID	5754
免疫原	ヒトPTK7 (NP_002812.2) のアミノ酸811-1070に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13308
タンパク質分子量	118kDa
配送	氷袋