


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ptp1Bモノクローナル抗体 - P18031

商品番号: CM0007166



前書き

ヒ WB用ヒト PTP1Bに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。チロシンホスファターゼシグナル伝達および小胞体ストレス経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTP1B Rabbit mAb
備考/別名	PTP1B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5770
GeneID	5770
免疫原	ヒト PTP1B (NP_002818.1) のアミノ酸281-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P18031
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスパック