


Anti-Ptp1B (Ptpn1) ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P18031

商品番号: CM0018856



前書き

ヒトPTPN1 (PTP1B)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。小胞体ストレス応答、シグナル伝達、および細胞移動におけるチロシンホスファターゼの役割の研究に役立ちます。氷冷にて発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN1 Rabbit pAb
備考/別名	PTP1B; PTPN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5770
GeneID	5770
免疫原	ヒトPTPN1 (NP_002818.1) のアミノ酸281-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18031
タンパク質分子量	50kDa
配送条件	氷袋