

Wb、Ihc-P、If/Icc用Anti-Ptp4A2ポリクローナル抗体 - Q12974

商品番号: CM0013878



前書き

腫瘍の進行と細胞周期に関与するチロシンホスファターゼであるヒトPTP4A2（PRL-2）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTP4A2 Rabbit pAb
備考/別名	HH13; OV-1; PRL2; HH7-2; PRL-2; PTP4A; HU-PP-1; PTPCAAX2; ptp-IV1a; ptp-IV1b; PTP4A2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8073
免疫原	ヒトPTP4A2 (NP_536316.1) のアミノ酸30-100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12974
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋