

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ptp4A3ポリクローナル抗体 - O75365

商品番号: CM0022633



前書き

ヒトPTP4A3（PRL-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。癌転移、細胞増殖、心肥大の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTP4A3 ウサギpAb
備考/別名	PRL3; PRL-3; PRL-R; PTP4A3
種	ヒト
GeneID	11156
免疫原	ヒトPTP4A3（NP_009010.2）のアミノ酸1-148に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75365
タンパク質分子量	20kDa
輸送方法	氷袋