


Anti-Ptpip51/Rmdn3 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Tc7

商品番号: CM0007346



前書き

ヒトPTPIP51/RMDN3に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ラットとの交叉反応性あり。カルシウム恒常性、アポトーシス、およびミトコンドリア動態の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPIP51/RMDN3 ウサギ mAb
備考/別名	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55177
GeneID	55177
免疫原	ヒトPTPIP51/RMDN3（NP_060615.1）のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交叉反応性	ラット
SWISS	Q96TC7
タンパク質分子量	52kDa
出荷	アイスパック