


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ptpip51/Rmdn3 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Tc7

商品番号: CM0027730



前書き

PTPIP51/RMDN3に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。カルシウム恒常性、アポトーシス、ミトコンドリア機能の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPIP51/RMDN3 ウサギ pAb
備考/別名	RMD3; RMD-3; FAM82C; FAM82A2; ptpip51; PTPIP51/RMDN3
種	ヒト
遺伝子ID	55177
免疫原	ヒトPTPIP51/RMDN3 (NP_060615.1) のアミノ酸171-470に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96TC7
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ