


Wb、Elisa用Anti-Ptpn1ポリクローナル抗体 - P18031

商品番号: CM0023718



前書き

PTPN1 (PTP1B)

を標的とする検証済みウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAに適しており、ヒトおよびラットと交差反応します。50kDaのタンパク質を検出します。チロシンホスファターゼシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] PTPN1 Rabbit pAb
備考/別名	PTP1B; N1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5770
GeneID	5770
免疫原	ヒトPTPN1 (NP_002818.1) のアミノ酸281-435に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P18031
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ