


抗Ptpn13ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q12923

商品番号: CM0016272



前書き

アポトーシスとPI3Kシグナル伝達に関与するチロシンホスファターゼであるヒトPTPN13（FAP-1/PTPL1）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN13 Rabbit pAb
別名	PNP1; FAP-1; PTP1E; PTPL1; PTPLE; PTP-BL; hPTP1E; PTP-BAS; PTPN13
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	5783
GeneID	5783
免疫原	ヒトPTPN13（NP_542416.1）のアミノ酸250～500番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12923
タンパク質分子量	277kDa
輸送方法	氷袋梱包