


Anti-Ptpn2ポリクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、If/Icc、Elisa用 - P17706

商品番号: CM0022048



前書き

ヒトPTPN2

(TCPTP)を標的とするKO検証済みのウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。T細胞シグナル伝達、サイトカイン調節、およびグルコース恒常性に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PTPN2 Rabbit pAb
備考/別名	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5771
GeneID	5771
免疫原	ヒトPTPN2 (NP_536348.1) のアミノ酸1-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P17706
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ