


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ptpn2ウサギポリクローナル抗体 - P17706

商品番号: CM0019101



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいて、ウェスタンブロット、免疫蛍光法/免疫細胞化学、ELISAで検証済みのPTPN2ウサギポリクローナル抗体（TCPTP）。免疫およびがんシグナル伝達経路における主要なホスファターゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN2ウサギpAb
備考/別名	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5771
免疫原	ヒトPTPN2 (NP_536348.1) のアミノ酸1〜353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17706
タンパク質分子量	48 kDa
輸送	保冷バッグ