


抗Ptpn23ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9H3S7

商品番号: CM0030278



前書き

ヒトPTPN23（HD-PTP）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。エンドソームソーティングや繊毛形成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN23 Rabbit pAb
備考/別名	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	25930
GeneID	25930
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H3S7
タンパク質分子量	179kDa
輸送方法	保冷剤