


WbおよびElisa用 Anti-Ptpn3 ポリクローナル抗体 - P26045

商品番号: CM0026666



前書き

ヒトPTPN3 (PTPH1)

に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットサンプル中の内因性PTPN3を検出します。膜-細胞骨格ダイナミクスおよびホスファターゼ活性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN3 ウサギ pAb
備考/別名	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5774
GeneID	5774
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26045
タンパク質分子量	104kDa
発送	保冷バッグ