


Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P29074

商品番号: CM0028618



前書き

ヒトPTPN4 (PTPMEG)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W BおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ホスファターゼシグナル伝達、免疫、およびニューロンの恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN4 Rabbit pAb
備考/別名	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5775
GeneID	5775
免疫原	ヒトPTPN4 (NP_002821.1) のアミノ酸1-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29074
タンパク質分子量	106kDa
配送	氷袋