


Wb、Elisa用 抗Ptprb ポリクローナル抗体 - P23467

商品番号: CM0028579



前書き

ヒトPTPRB（VE-PTP）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。血管リモデリングと血管新生の重要な調節因子。内皮細胞生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRB ウサギ pAb
備考/別名	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5787
GeneID	5787
免疫原	ヒトPTPRB (NP_002828.3) のアミノ酸1173-1260に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P23467
タンパク質分子量	224kDa
発送	保冷バッグ